


Ihre **CHECKLISTE** zur Zahnzwischenraumreinigung:



Reinigen Sie Ihre Zahnzwischenräume
MINDESTENS EINMAL PRO TAG
nach dem Zähneputzen



Wählen Sie die für Sie passende
Interdentalbürste in der richtigen **GRÖSSE**



Reinigen Sie die Zahnzwischenräume
SANFT, um das Zahnfleisch nicht zu reizen



Lassen Sie die Interdentalbürste
STEHEND trocknen



Verwenden Sie eine Mundspülung
direkt **NACH DER REINIGUNG DER
ZAHNZWISCHENRÄUME**