



### SPRYTNY TRICK



### GUM SOFT-PICKS

Miej zawsze kilka sztuk przy sobie, to łatwo i szybko usuniesz resztki jedzenia z aparatu po szybkim snacku.

Sprawdź nasze filmiki z instrukcjami jak najlepiej dbać o aparat każdego dnia.



Produkty dostępne w dobrych aptekach, drogeriach i online!



## Twój uśmiech Twój vibe!

Zapewnij swoim zębom i dziąsłom kompleksową pielęgnację, na jaką zasługują.

# Świeżo, czysto i bez stresu. Pielęgnacja aparatu w 3 krokach.

Z aparatem ortodontycznym dbanie o higienę może być trudniejsze, ale z dobrze dobraną rutyną wszystko staje się prostsze.

Ciesz się świeżym oddechem i czystym uśmiechem, bez próchnicy i podrażnionych dziąseł — wystarczy pielęgnacja dopasowana do aparatu.

\*Seria zawiera delikatne składniki i jest odpowiednia dla dzieci powyżej 7 roku życia.

Aparat to wyższy poziom dbania o uśmiech, a higiena to teraz absolutna podstawa. Zwykła rutyna i stare produkty już nie wystarczą – czas na level up!



## HAXY NA POCZĄTEK

Unikaj twardych i klejących się produktów, które mogą uszkodzić aparat.

- Szczoteczkę do zębów wymieniaj co najmniej co 3 miesiące lub gdy włosie się zużyje, a szczoteczkę międzyzębową co tydzień
- Jeśli nie jesteś czegoś pewien – skonsultuj się ze swoim dentystą.



## NOSZISZ ALIGNER?

Sięgnij po GUM® TRAV-LER®, Pastę GUM® ORTHO, szczoteczkę GUM® PRO albo GUM® SONIC i płyn GUM® ORTHO

ETAP  
1




## Czyść pomiędzy zębami i dookoła zamków

Jedzenie i płytka nazębna uwielbiają chować się w trudno dostępnych miejscach. Do czyszczenia pomiędzy zębami i dookoła zamków używaj delikatnej szczoteczki międzyzębowej, takiej jak GUM® TRAV-LER®.



Oczyść pomiędzy zębami.



Szczotkuj wokół zamków, trzymając szczoteczkę pionowo.

MIĘKIE WŁOSIE




### GUM® TRAV-LER®

Delikatne w dotyku, a jednocześnie skuteczne w czyszczeniu pomiędzy zębami i dookoła zamków. Dostępne w wielu rozmiarach – poproś dentystę o pomoc w doborze odpowiedniego rozmiaru.



## Ciasne przestrzenie pomiędzy zębami?

Użyj Nici GUM® ORTHO by wyczyścić pomiędzy zębami.



ŁATWA DO WPROWADZENIA

MIĘKKA

Przesuwaj nić w górę, w dół oraz w przód i w tył, aby dokładnie oczyścić przestrzenie między zębami. Wbudowana cienka, sztywna przewleciska ułatwia wprowadzenie gąbczastej części między zęby w celu usunięcia resztek jedzenia i płytki nazębnej.

ETAP  
2



## Szczotkuj


Po każdym posiłku szczotkuj zęby specjalną szczoteczką ORTHO, która skutecznie czyści zęby z aparatem.

Zęby:




Szczotkuj ustawiając szczoteczkę pod kątem około 45°. Wykonuj krótkie ruchy w przód i w tył, a na końcu wymiataj ruchem od dziąsła w kierunku korony.

Aparat:




Czyść każdy zamek aparatu osobno, wykonując krótkie, delikatne ruchy w przód i w tył.

Aparat:



Powtórz przykładając szczoteczkę od góry i od dołu.



SKUTECZNIEJ OCZYSZCZA\*

### Szczoteczka GUM® SONIC ORTHO

Łączy delikatne drgania soniczne ze specjalnie zaprojektowaną końcówką, zapewniając do 45% skuteczniejsze czyszczenie.

Zasilana jedną baterią AAA – wygodna także w podróży.

or



### Szczoteczka GUM® ORTHO

Posiada kompaktową główkę i włosie w kształcie litery V, które ułatwia czyszczenie wokół drutów i zamków.

### Pasta GUM® ORTHO

Zawiera fluorek sodu + izomalt, które zapewniają silną remineralizację szkliwa, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania powstawaniu białych plam.



FLUORIDE IZOMALT



ETAP  
3



## Płucz i odśwież

Płucz bezalkoholowym płynem ORTHO z fluorem, aby pomóc chronić przed próchnicą i zachować świeży, miętowy oddech.



30 SEC

Wlej 10/15 ml do nakrętki i płucz przez 30 sekund, aby uzyskać maksymalną skuteczność.\*

0% ALCOHOL



### Płyn GUM® ORTHO

Odświeżająca, delikatna i antybakteryjna, o świeżym, łagodnym smaku, specjalna formuła tworzy barierę ochronną przed płytką nazębną, zapewniając świeży oddech na znaaaacznie dłużej.



### Coś cię drapie?

Spoko! Paski z woskiem to szybkie rozwiązanie. Chronią przed ostrymi elementami i drutami aparatu, pomagając zabezpieczyć policzki i dziąsła przed podrażnieniami.

### Wosk GUM® ORTHO

Zawiera gotowe, przycięte kawałki, dzięki czemu aplikacja jest szybsza i wygodniejsza. Świeży, miętowy smak oraz poręczne opakowanie zapewniają ulgę także poza domem.

\* Aby zmaksymalizować dodatkowe działanie fluoru, płyn do płukania jamy ustnej należy stosować w innym czasie niż bezpośrednio po umyciu zębów, aby uniknąć wypłukania fluoru z pasty do zębów.