




SunstarGUM.com



(A)



(B)



4100

Made in China

4100LE126

EN DESIGNED FOR AN EXTRA CLEAN WHERE PLAQUE ACCUMULATES. PROVEN SUPERIOR EFFICACY:

Soft bristles with ultra-thin tips are 50% more efficacious in reaching the teeth and access 47x deeper below the gumline, removing plaque where a normal toothbrush can't¹. SONIC vibrations (12500/min) help remove plaque. Portable: light, cable-free, cap included. Long lasting battery - up to 90 days of use with 1 AAA battery².

Scan the QR code or visit SunstarGUM.com to learn how to best take care of your teeth and gums.

(A) HOW TO REPLACE THE BRUSH HEAD: Holding base, pull on head. Place new head on base and push down. Compatible with all GUM[®] SONIC refill heads.

(B) HOW TO REPLACE THE BATTERY: Turn and pull-down handle base. Replace it with one new AAA alkaline battery only. When replacing the battery, align symbols (a and b) on the bottom part for correct positioning. Close the container and dispose the battery according to local regulations.

HOW TO USE THE TOOTHBRUSH: Apply a small amount of toothpaste on the brush head. Insert the brush head inside the mouth. Turn on the brush pressing at the upper central button. Use the same brushing technique as with a manual toothbrush without applying any additional force.

It is recommended to change the brush head every 3 months, when bristles are worn out or after sickness.

HOW TO CLEAN THE TOOTHBRUSH: Turn off the brush. Rinse brush head with water after brushing.

WARNING! Keep reach out of children. Choking hazard. Small parts. Not for children under 3 years. For children 3 years and older, use under adult supervision only.

PACKAGING CONTENT: 1 toothbrush handle, 1 head, 1 AAA battery, 1 toothbrush cap

¹ Tested in-vitro vs. a manual flat trim toothbrush

² with 2 min brushing session twice per day.

Sunstar Europe S.A., CH-1163 Etoy
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

FR CONCEPTE POUR UN NETTOYAGE EXTRA DÔVE LA PLAQUE DENTAIRE S'ACCUMULE. EFFICACITÉ SUPÉRIEURE PROUVÉE :

Brins souples (18/100e) aux extrémités ultra-fines 50% plus efficaces pour atteindre les espaces interdentaires et allant jusqu'à 47 fois plus profondément dans le sillon gingival, éliminant la plaque là où une brosse à dents classique ne va pas¹. Les vibrations soniques (12 500/min) aident à éliminer la plaque. Nomade : légère, sans câble, capuchon inclus. Batterie longue durée : jusqu'à 90 jours d'utilisation avec 1 pile AAA².

Scannez le QR code ou visitez SunstarGUM.com pour apprendre à mieux prendre soin de vos dents et de vos gencives.

(A) COMMENT REMPLACER LA TÊTE DE BROSSSE : En tenant la base, tirez sur la tête. Placez la nouvelle tête sur la base et appuyez vers le bas. Compatible avec toutes les recharges GUM[®] SONIC.

(B) COMMENT REMPLACER LA PILE : Tournez et tirez la base du manche vers le bas. Remplacez-la uniquement par une pile alcaline AAA neuve. Lors du remplacement, alignez les symboles (a et b) sur la partie inférieure pour un positionnement correct. Refermez le compartiment et jetez la pile conformément aux réglementations locales.

MODE D'EMPLOI : Appliquez une petite quantité de dentifrice GUM sur la tête de brosse. Insérez la brosse dans la bouche. Allumez-la en appuyant sur le bouton central supérieur. Utilisez la même technique de brossage qu'avec une brosse manuelle sans appliquer de force supplémentaire.

Il est recommandé de remplacer la tête de brosse tous les 3 mois, lorsque les brins sont usés ou après une maladie.

NETTOYAGE DE LA BROSSSE À DENTS : Éteignez la brosse. Rincez la tête à l'eau après le brossage.

AVERTISSEMENT ! Tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement. Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de 3 ans et plus, utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte.

CONTENU DE L'EMBALLAGE : 1 manche de brosse à dents, 1 tête, 1 pile AAA, 1 capuchon de brosse à dents.

¹ Testé in vitro par rapport à une brosse manuelle à brins droits.

² Avec deux brossages de 2 minutes par jour.

Distribué par : Sunstar France SAS, FR-92300 Levallois-Perret
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

IT CONCEPTO PER UNA POLIZIA EXTRA DÔVE LA PLACCA SI ACCUMULA. EFFICACIA SUPERIORE DIMOSTRATA:

Le setole morbide con punte ultra-sottili sono il 50% più efficaci nel raggiungere gli spazi interdentali e penetrano fino a 47 volte più in profondità sotto il bordo gengivale, rimuovendo la placca dove lo spazzolino tradizionale non arriva¹. Le vibrazioni soniche (12.500/min) aiutano a rimuovere la placca. Portatile: leggero, senza cavo, cappuccio incluso. Batteria di lunga durata - fino a 90 giorni di utilizzo con 1 batteria AAA².

Scansiona il QR code o visita SunstarGUM.com per scoprire come prenderti cura al meglio di denti e gengive.

(A) COME SOSTITUIRE LA TESTINA: Tenendo la base, tira la testina. Posiziona la nuova testina sulla base e premi verso il basso. Compatibile con tutte le testine di ricambio GUM[®] SONIC.

(B) COME SOSTITUIRE LA BATTERIA: Ruota e tira verso il basso la base del manico. Sostituiscila esclusivamente con una nuova batteria alcalina AAA. Durante la sostituzione, allinea i simboli (a e b) sulla parte inferiore per il corretto posizionamento. Chiudi il contenitore e smaltisci la batteria secondo le normative locali.

COME USARE LO SPAZZOLINO: Applica una piccola quantità di dentifricio sulla testina. Inserisci la testina in bocca. Accendi lo spazzolino premendo il pulsante centrale superiore. Utilizza la stessa tecnica di spazzolamento di uno spazzolino manuale senza applicare forza aggiuntiva.

Si consiglia di sostituire la testina ogni 3 mesi, quando le setole sono usurate o dopo una malattia.

COME PULIRE LO SPAZZOLINO: Spegni lo spazzolino. Risciacqua la testina con acqua dopo l'uso.

AVVERTENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Pericolo soffocamento per la presenza di piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Per bambini dai 3 anni in su, utilizzarle solo sotto la supervisione di un adulto.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 manico, 1 testina, 1 batteria AAA, 1 cappuccio.

¹ Testato in vitro rispetto a uno spazzolino manuale a taglio dritto.

² Con due sessioni di spazzolamento da 2 minuti al giorno.

Distribuito da: Sunstar Italiana S.r.l., Corso Italia 13, 21047 Saronno - IT
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

ES DISEÑADO PARA UNA HIGIENE EXTRA DONDE SE ACUMULA LA PLACA. EFICACIA SUPERIOR PROBADA:

Los filamentos suaves con puntas ultrafinas son un 50% más eficaces para alcanzar los espacios interdental y llegan hasta 47 veces más profundamente por debajo de la línea de las encías, eliminando la placa donde un cepillo convencional no puede¹. Las vibraciones sónicas (12.500/min) ayudan a eliminar la placa. Portátil: ligero, sin cable, capuchón incluido. Batería de larga duración: hasta 90 días de uso con 1 pila AAA².

Escanear el código QR o visitar SunstarGUM.com para aprender cómo cuidar mejor tus dientes y encías.

(A) CÓMO SUSTITUIR EL CABEZAL: Sujetando la base, tira del cabezal. Coloca el nuevo cabezal en la base y presiona hacia abajo. Compatible con todos los recambios GUM[®] SONIC.

(B) CÓMO SUSTITUIR LA PILA: Gira y tira hacia abajo la base del mango. Sustitúyela únicamente por una pila alcalina AAA nueva. Al cambiar la pila, alinea los símbolos (a y b) en la parte inferior para una colocación correcta. Cierra el compartimento y desecha la pila según la normativa local.

CÓMO USAR EL CEPILLO: Aplica una pequeña cantidad de dentífrico en el cabezal. Introduce el cabezal en la boca. Enciende el cepillo presionando el botón central superior. Utiliza la misma técnica de cepillado que con un cepillo manual sin aplicar fuerza adicional.

Se recomienda cambiar el cabezal cada 3 meses, cuando los filamentos estén desgastados o después de una enfermedad.

CÓMO LIMPIAR EL CEPILLO: Apaga el cepillo. Aclara el cabezal con agua después del cepillado.

ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños. Riesgo de asfixia. Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años. Para niños a partir de 3 años, usar solo bajo la supervisión de un adulto.

CONTENIDO DEL ENVASE: 1 mango de cepillo, 1 cabezal, 1 pila AAA, 1 capuchón.

¹ Probado in vitro frente a un cepillo manual de corte recto.

² Con dos sesiones de cepillado de 2 minutos al día.

Distribuido por:
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

DK DESIGNET TIL EKSTRA RENGØRING DER, HVOR PLAK OPHOBES. DOKUMENTERET OVERLEGEN EFFEKT:

Bløde børstehår med ultratynde spidser er 50 % mere effektive til at nå mellem tænderne og når op til 47 gange dybere under tandkødsanten, hvor de fjerner plak, som en almindelig tandbørste ikke kan¹. Soniske vibrationer (12.500/min) hjælper med at fjerne plak. Bærbar: let, ledningsfri, beskyttelseshætte medfølger. Lang batterilevetid – op til 90 dages brug med 1 AAA-batteri².

Scan QR-koden eller besøg SunstarGUM.com for at lære, hvordan du bedst passer på dine tænder og dit tandkød.

(A) UDSKIFTNING AF BØRSTEHØVEDET: Hold fast i basen og træk børstehovedet af. Placer det nye børstehoved på basen og tryk det ned. Kompatibel med alle GUM[®] SONIC refillhoveder.

(B) UDSKIFTNING AF BATTERI: Drej og træk håndtagets bund ned. Udskift kun med et nyt AAA-alkalisk batteri. Ved udskiftning skal symbolerne (a og b) i bunden justeres korrekt. Luk beholderen, og bortskaff batteriet i henhold til lokale regler.

BRUGSANVISNING: Påfør en lille mængde tandpasta på børstehovedet. Før børstehovedet ind i munden. Tænd børsten ved at trykke på den øverste centrale knap. Brug samme børsteteknik som med en manuel tandbørste uden at påføre ekstra kraft.

Det anbefales at udskifte børstehovedet hver 3. måned, når børstehårene er slidte, eller efter sygdom.

RENGØRING: Sluk børsten. Skyl børstehovedet med vand efter brug.

ADVARSEL! Opbevares utilgængeligt for børn. Kvælningsfare. Små dele. Ikke egnet til børn under 3 år. For børn fra 3 år og opefter, kun under opsyn af voksne.

PAKNINGENS INDHOLD: 1 tandbørstehåndtag, 1 børstehoved, 1 AAA-batteri, 1 beskyttelseshætte.

¹ Testet in vitro sammenlignet med en manuel tandbørste med lige børstehår.

² Ved to børstninger dagligt af 2 minutters varighed.

Distribueret av: Sunstar Sverige AB, SE-436 33 Askim
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

DE- ENTWICKELT FÜR EINE EXTRA TIEFE REINIGUNG DORT, WO SICH PLAQUE ANSAMMELT. NACHGEWIESENE UBERLEGENE WIRKSAMKEIT:

Weiche Borsten mit mikroföhen Spitzen sind 50% effektiver beim Erreichen der Zahnzwischenräume und gelangen bis zu 47x tiefer unter den Zahnfleischrand, um Plaque dort zu entfernen, wo eine herkömmliche Zahnbürste nicht hinkommt! Schallvibrationen (12.500/Min) helfen, Plaque zu entfernen. Portabel: leicht, kabellos, mit Reisekappe. Langlebige Batterie – bis zu 90 Tage Anwendung mit 1 AAA-Batterie².

QR-Code scannen oder SunstarGUM.com besuchen, um mehr über die bestmögliche Pflege von Zähnen und Zahnfleisch zu erfahren..

(A) WECHSEL DES BÜRSTENKOPFES: Das Handstück festhalten und den Bürstenkopf abziehen. Neuen Bürstenkopf auf das Handstück setzen und nach unten drücken. Kompatibel mit allen GUM® SONIC Bürstenköpfen.

(B) AUSTAUSCH DER BATTERIE: Den Fuß des Handstücks drehen und abziehen. Batterie durch eine neue AAA-Alkalibatterie ersetzen. Für das richtige Einsetzen der Batterie die Symbole auf der Unterseite beachten. Handstück schließen und Batterie entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

GEBRAUCH DER ZAHNBÜRSTE: Zahnpasta auf den Bürstenkopf geben. Bürstenkopf in den Mund führen. Bürste durch Drücken des oberen Knopfes einschalten. Die gleiche Technik anwenden wie bei einer Handzahnbürste, ohne zusätzlichen Druck ausüben. Es wird empfohlen, den Bürstenkopf alle 3 Monate, bei abgenutzten Borsten oder nach einer Erkrankung zu wechseln.

REINIGUNG: Bürste ausschalten. Den Bürstenkopf nach dem Zähneputzen mit Wasser abspülen.

WARNHINWEIS! Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr. Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Für Kinder ab 3 Jahren nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

VERPACKUNGSIINHALT: 1 Handstück, 1 Bürstenkopf, 1 AAA-Batterie, 1 Reisekappe.

NL- ONTWOPTEN VOOR EXTRA REINIGING WAAR PLAK ZICH OPHOOPT. BEWEZEN SUPERIEURE EFFECTIVITEIT:

Zachte borstelbaren met ultradunne punten zijn 50% effectiever in het bereiken van de ruimtes tussen de tanden en dringen tot 47 keer dieper door onder de tandvleesrand, waarbij tandplak wordt verwijderd waar een gewone tandenborstel niet bij kan¹. Sonische trillingen (12.500/min) helpen tandplak te verwijderen. Draagbaar: licht, snoerloos, beschermkap inbegrepen. Batterij met lange levensduur – tot 90 dagen gebruik met 1 AAA-batterij².

Scan de QR-code of bezoek SunstarGUM.com om te leren hoe je je tanden en tandvlees het beste verzorgt.

(A) BORSTELKOP VERVANGEN: Houd de basis vast en trek de kop los. Plaats de nieuwe kop op de basis en druk deze naar beneden. Compatibel met alle GUM® SONIC navulborstelkoppen.

(B) BATTERIJ VERVANGEN: Draai en trek de onderkant van het handvat naar beneden. Vervang deze uitsluitend door een nieuwe AAA-alkalinebatterij. Lijn bij het vervangen de symbolen (a en b) aan de onderzijde correct uit. Sluit het compartiment en voer de batterij af volgens de lokale voorschriften.

GEBRUIKSAANWIJZING: Breng een kleine hoeveelheid tandpasta aan op de borstelkop. Plaats de borstelkop in de mond. Zet de borstel aan door op de bovenste centrale knop te drukken. Gebruik dezelfde poetstechniek als met een handtandenborstel zonder extra druk uit te oefenen. Het wordt aanbevolen de borstelkop elke 3 maanden te vervangen, wanneer de haren versleten zijn of na ziekte.

REINIGING: Zet de borstel uit. Spoel de borstelkop na het poetsen af met water.

WAARSCHUWING! Buiten bereik van kinderen houden. Verstikingsgevaar. Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Voor kinderen van 3 jaar en ouder alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

INHOUD VERPAKKING: 1 tandenborstelhandvat, 1 borstelkop, 1 AAA-batterij, 1 beschermkap.

¹ In-vitro getest vergeleken met een handtandenborstel met rechte borstelharen.
² Bij tweemaal daags 2 minuten poetsen.

SV- DESIGNAD FÖR EXTRA REINGING DÄR PLACK ANSAMLAS. BEVISA ÖVERLÄGSEN EFFEKT:

Mjuka borststrån med ultratunna toppar är 50 % mer effektiva för att nå mellan tänderna och når upp till 47 gånger djupare under tandköttskanten, där de avlägsnar plack som en vanlig tandborste inte når¹. Soniska vibrationer (12 500/min) hjälper till att avlägsna plack. Portabel: lätt, sladdlös, skyddshylsa ingår. Lång batteritid – upp till 90 dagars användning med 1 AAA-batteri².

Skanna QR-koden eller besök SunstarGUM.com för att lära dig hur du bäst tar hand om dina tänder och ditt tandköt.

(A) BYTE AV BORSTHUVUD: Håll i basen och dra av borsthuvudet. Placera det nya borsthuvudet på basen och tryck nedåt. Kompatibel med alla GUM® SONIC refillhuvuden.

(B) BYTE AV BATTERI: Vrid och dra ned handtagets bas. Byt endast till ett nytt alkaliskt AAA-batteri. Vid byte ska symbolerna (a och b) på undersidan linjeras korrekt. Stång behållaren och kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

ANVÄNDNING: Applicera en liten mängd tandkräm på borsthuvudet. För in borsthuvudet i munnen. Starta borsten genom att trycka på den övre centrala knappen. Använd samma borstteknik som med en manuell tandborste utan att applicera extra kraft. Det rekommenderas att byta borsthuvudet var tredje månad, när borststråna är slitna eller efter sjukdom.

RENGÖRING: Stäng av borsten. Skölj borsthuvudet med vatten efter borstning.

WARNING! Förvaras utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk. Små delar. Ej lämplig för barn under 3 år. För barn från 3 år och uppåt, använd endast under vuxens uppsikt.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: 1 tandborsthandtag, 1 borsthuvud, 1 AAA-batteri, 1 skyddshylsa.

¹ In-vitro-testad jämfört med en manuell tandborste med rak borsttrimning.
² Vid två borstningar om 2 minuter per dag.

EN- SUUNNITUSTU ERYITYSEN TEHOAKKAISEEN PUHDISTUKSEEN ALUEILLA, JOIHIN PLAKKI KERTYY. TODISTETUSTI YLIVOIMAINEN TEHO:

Pehmeät harjaket, joissa on erittäin ohuet kärjet, ovat 50 % tehokkaampia hampaiden välisten alueiden puhdistuksessa ja ulottuvat jopa 47 kertaa symmetrisiä ienrajan alapuolelle poistaen plakkia sieltä, mihin tavallinen hammasharja ei yllä¹. Sonic-värehtelyt (12 500/min) auttavat poistamaan plakkia. Kannettava: kevyt, johdoton, suojakorkki mukana. Pitkäkestoinen paristo – jopa 90 päivän käyttö yhdellä AAA-paristolla².

Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa SunstarGUM.com saadaksesi lisätietoa hampaiden ja ikenien parhaasta hoidosta.

(A) HARJASPÄÄN VAHTO: Pidä kiinni varresta ja vedä harjaspää irti. Aseta uusi harjaspää paikalleen ja paina alas. Yhteensopiva kaikkien GUM® SONIC -vaihtopäiden kanssa.

(B) PARISTON VAHTO: Kierrä ja vedä varren alaosa alaspäin. Vaihda paristo ainoastaan uuteen AAA-alkaliparistoon. Varmista vaihdon yhteydessä, että alaosan symbolit (a ja b) ovat oikein kohdistettu. Sulje paristolokero ja hävitä paristo paikallisten määräysten mukaisesti.

KÄYTTÖOHJE: Levitä pieni määrä hammastahnaa harjaspäähän. Vie harjaspää suuhun. Käynnistä harja painamalla yläosan keskimmäistä painiketta. Käytä samaa harjaustekniikkaa kuin käsikäyttöisellä harjalla ilman lisäpainetta. Harjaspää suositellaan vaihdettavaksi 3 kuukauden välein, kun harjaket ovat kuluneet tai sairauden jälkeen.

PUHDISTUS: Sammuta harja. Huuhtelee harjaspää vedellä harjauksen jälkeen.

VAROITUS! Säilytä lasten ulottumattomissa. Tukehtumisvaara. Pieniä osia. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Yli 3-vuotiaille lapsille vain aikuisen valvonnassa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ: 1 hammasharja varsi, 1 harjaspää, 1 AAA-paristo, 1 suojakorkki.

¹ Testattu in vitro verrattuna tasaharjaiseen käsihammasharjaan.
² Käytettävissä kahdesti päivässä 2 minuutin harjausjaksoissa.

EN- ZAPROJEKTOVAN DLA DODATKOWEJ CZYSTOŚCI TAM, GDZIE GROMADZI SIĘ PŁYTKA NAZĘBNA. POTWIERDZONA WYŻSZA SKUTECZNOŚĆ:

Miękkie włókna z ultracienkimi końcówkami są o 50% skuteczniejsze w docieraniu do przestrzeni międzyzębowych i sięgają nawet 47 razy głębiej poniżej linii dziąseł, usuwając płytkę nazębną tam, gdzie zwykła szczoteczka nie dociera¹. Wibracje soniczne (12 500/min) pomagają usuwać płytkę nazębną. Przenośna: lekka, bezprzewodowa, z nasadką ochronną. Długotrwała bateria – do 90 dni użytkowania z 1 baterią AAA².

Zeskanuj kod QR lub odwiedź SunstarGUM.com, aby dowiedzieć się, jak najlepiej dbać o zęby i dziąsła.

(A) WYMIANA KOŃCÓWKI: Trzymając podstawę, pociągnij końcówkę. Złóż nową końcówkę na podstawę i dociśnij. Kompatybilna ze wszystkimi końcówkami wymiennymi GUM® SONIC.

(B) WYMIANA BATERII: Przekręć i pociągnij dolną część rękojmy. Wyjmij baterię wyłącznie na nową baterię alkaliczną AAA. Podczas wymiany ustaw prawidłowo symbole (a i b) na dolnej części. Zamknij obudowę i zutylizuj baterię zgodnie z lokalnymi przepisami.

SPOSÓB UŻYCIA: Nałóż niewielką ilość pasty na końcówkę szczoteczki. Włóż końcówkę do ust. Włącz szczoteczkę, naciskając górny środkowy przycisk. Stosuj taką samą technikę szczotkowania jak przy szczoteczce manualnej, bez dodatkowego nacisku. Zaleca się wymianę końcówki co 3 miesiące, gdy włókna są zużyte lub po chorobie.

CZYSZCZENIE: Wylóż szczoteczkę. Po szczotkowaniu opłucz końcówkę wodą.

OSTRZEŻENIE! Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko zadławienia. Małe elementy. Nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat. Dla dzieci od 3 lat wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 1 rączka szczoteczki, 1 główka, 1 bateria AAA, 1 nasadka ochronna.

¹ Test in vitro w porównaniu do manualnej szczoteczki z prostym przycięciem włókien.
² Przy dwóch sesjach szczotkowania dziennie po 2 minuty.

EN- DESIGNET FOR EKSTRA REINGJØRING DER PLAKK SAMLER SEG. DOKUMENTERT OVERLEGEN EFFEKT:

Myke børstehår med ultratynne spisser er 50 % mer effektive til å nå mellom tennene og trenger opptil 47 ganger dypere under tannkjøttkanten, og fjerner plakk der en vanlig tannbørste ikke når¹. Soniske vibrasjoner (12 500/min) bidrar til å fjerne plakk. Bærbær: lett, ledningsfri, beskyttelsshette inkludert. Lang batterilevetid – opptil 90 dagers bruk med 1 AAA-batteri².

Skann QR-koden eller besøk SunstarGUM.com for å lære hvordan du best tar vare på tennene og tannkjøttet ditt.

(A) BYTTE AV BØRSTEHODE: Hold i basen og trekk av børstehodet. Plasser nytt børstehode på basen og trykk det ned. Kompatibel med alle GUM® SONIC refillhoder.

(B) BYTTE AV BATTERI: Vri og trekk ned håndtakets base. Bytt kun til et nytt AAA-alkalisk batteri. Ved bytte må symbolene (a og b) på undersiden justeres korrekt. Lukk beholderen og kast batteriet i henhold til lokale forskrifter.

BRUKSANVISNING: Påfør en liten mengde tannkrem på børstehodet. Sett børstehodet inn i munnen. Slå på borsten ved å trykke på den øvre midtre knappen. Bruk samme pusseteknikk som med en manuell tannbørste uten å legge ekstra trykk. Det anbefales å bytte børstehode hver 3. måned, når busten er slitt eller etter sykdom.

RENGJØRING: Slå av borsten. Skyll børstehodet med vann etter bruk.

ADVARSEL! Oppbevares utilgjengelig for barn. Kvelningsfare. Små deler. Ikke egnet for barn under 3 år. For barn fra 3 år og oppover, bruk kun under tilsyn av voksne.

PAKNINGSINNOLD: 1 tannbørstehåndtak, 1 børstehode, 1 AAA-batteri, 1 beskyttelsshette.

¹ Testet in vitro sammenlignet med en manuell tannbørste med rett bust.
² Ved to daglige pusseøkter på 2 minutter.