



**EN** EXPERT CLEANING, SPECIALLY DESIGNED FOR ORTHODONTIC APPLIANCES WEARERS. PROVEN SUPERIOR EFFICACY:

Precision bristles provide 45% more efficacy compared to a manual orthodontic toothbrush<sup>1</sup>: ultra-thin tipped, longer bristles effectively clean in hard-to-reach spaces, end-rounded shorter bristles allow an effective clean on teeth surfaces and around brackets. SONIC vibrations (12500/min) help remove plaque. Portable: light, cable-free, cap included. Long lasting battery – Up to 90 days of use with 1 AAA battery<sup>2</sup>.

Scan our QR code or visit SunstarGUM.com to learn how to take the best care of your orthodontic appliances.

**(A) HOW TO REPLACE THE BRUSH HEAD:** Holding base, pull on head. Place new head on base and push down. Compatible with all GUM<sup>®</sup> SONIC refill heads.

**(B) HOW TO REPLACE THE BATTERY:** Turn and pull-down handle base. Replace it with one new AAA alkaline battery only. When replacing the battery, align symbols (a and b) on the bottom part for correct positioning. Close the container and dispose the battery according to local regulations.

**HOW TO USE THE TOOTHBRUSH:** Apply toothpaste on the brush head. Insert the brush head inside the mouth. Turn on the brush by pressing the upper central button. Use the same brushing technique as with a manual toothbrush without applying any additional force. Make sure you also carefully brush over and below the braces/bands. Press the lower central button to turn it on. Ask additional advice to your orthodontist or dentist on how best to brush with braces.

It is recommended to change the brush head every 3 months, when bristles are worn out or after sickness.

**HOW TO CLEAN THE TOOTHBRUSH:** Turn off the brush. Rinse brush head with water after brushing.

**WARNING.** Keep out of reach of children. Choking hazard. Small parts. Not for children under 3 years. For children 3 years and older, use it under adult supervision only.

**PACKAGING CONTENT:** 1 toothbrush handle, 1 head, 1 AAA battery, 1 toothbrush cap.

<sup>1</sup> Tested *in vitro*  
<sup>2</sup> with 2 min brushing session twice per day.

**FR** NETTOYAGE EXPERT, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PORTEURS D'APPAREILS ORTHODONTIQUES. EFFICACITÉ SUPÉRIEURE Prouvée :

Brins de précision procurant une efficacité 45% supérieure par rapport à une brosse à dents orthodontique manuelle<sup>1</sup>: extrémités ultra-fines, brins plus longs nettoyant efficacement dans les zones difficiles d'accès, brins plus courts aux extrémités arrondies permettant un nettoyage efficace sur la surface des dents et autour des bagues. Vibrations soniques (12 500/min) aidant à éliminer la plaque dentaire. Nomade : légère, sans câble, capuchon inclus. Batterie longue-durée : jusqu'à 90 jours d'utilisation avec une pile AAA<sup>2</sup>.

Scannez le QR code ou visitez SunstarGUM.com pour apprendre à mieux prendre soin de vos dents et de vos gencives.

**(A) COMMENT REMPLACER LA TÊTE DE BROSSÉ :** En tenant la base, tirez sur la tête. Placez la nouvelle tête sur la base et appuyez vers le bas. Compatible avec toutes les recharges GUM<sup>®</sup> SONIC.

**(B) COMMENT REMPLACER LA PILE :** Tournez et tirez la base du manche vers le bas. Remplacez-la uniquement par une pile alcaline AAA neuve. Lors du remplacement, alignez les symboles (a et b) sur la partie inférieure pour un positionnement correct. Refermez le compartiment et jetez la pile conformément aux réglementations locales.

**MODE D'EMPLOI :** Appliquez une petite quantité de dentifrice GUM sur la tête de brosse. Insérez la brosse dans la bouche. Allumez-la en appuyant sur le bouton central supérieur. Utilisez la même technique de brossage qu'avec une brosse manuelle sans appliquer de force supplémentaire.

**Il est recommandé de remplacer la tête de brosse tous les 3 mois, lorsque les brins sont usés ou après une maladie.**

**NETTOYAGE DE LA BROSSÉ À DENTS :** Éteignez la brosse. Rincez la tête à l'eau après le brossage.

**AVERTISSEMENT !** Tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement. Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de 3 ans et plus, utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE :** 1 manche de brosse à dents, 1 tête, 1 pile AAA, 1 capuchon de brosse à dents.

<sup>1</sup> vs. une brosse à dents manuelle orthodontique  
<sup>2</sup> avec pile fournie pour 2 min de brossage 2 fois par jour

Distribué par : Sunstar France SAS, FR-92300 Levallois-Perret  
**Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES**

**IT** NETTOYAGE EXPERT, SPECIAMENTE DISEGNATO SPECIFICAMENTE PER PORTATORI DI APPARECCHI ORTODONTICI. EFFICACIA SUPERIORE DIMOSTRATA: Le setole di precisione offrono un'efficacia superiore del 45% rispetto a uno spazzolino ortodontico manuale<sup>1</sup>: le setole più lunghe con punte ultra-sottili puliscono efficacemente le aree più difficili da raggiungere, mentre le setole più corte con estremità arrotondate consentono una pulizia efficace delle superfici dentali e intorno agli attacchi. Le vibrazioni soniche (12.500/min) aiutano a rimuovere la placca. Portatile: leggero, senza cavo, capuccio incluso. Batteria di lunga durata – fino a 90 giorni di utilizzo con 1 batteria AAA<sup>2</sup>.

Scansia il nostro QR CODE o visita SunstarGUM.com per scoprire come prendersi cura al meglio del tuo apparecchio ortodontico.

**(A) COME SOSTITUIRE LA TESTINA:** Tenendo la base, tira la testina. Posiziona la nuova testina sulla base e premi verso il basso. Compatibile con tutte le testine di ricambio GUM<sup>®</sup> SONIC.

**(B) COME SOSTITUIRE LA BATTERIA:** Ruota e tira verso il basso la base del manico. Sostituiscila esclusivamente con una nuova batteria alcalina AAA. Durante la sostituzione, allinea i simboli (a e b) sulla parte inferiore per un corretto posizionamento. Chiudi il contenitore e smaltisci la batteria secondo le normative locali.

**COME USARE LO SPAZZOLINO:** Applica il dentifricio sulla testina. Inserisci la testina in bocca. Accendi lo spazzolino premendo il pulsante centrale superiore. Utilizza la stessa tecnica di spazzolamento di uno spazzolino manuale senza applicare forza aggiuntiva. Assicurati di spazzolare accuratamente anche sopra e sotto attacchi e filo. Premi il pulsante centrale inferiore per spegnerlo. Chiedi ulteriori consigli al tuo ortodontista o dentista su come spazzolare al meglio con l'apparecchio. Si consiglia di sostituire la testina ogni 3 mesi, quando le setole sono usurate o dopo una malattia.

**PULIZIA:** Spegni lo spazzolino. Risciacqua la testina con acqua dopo l'uso.

**AVVERTENZA:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento. Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Per bambini dai 3 anni in su, utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto.

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:** 1 manico, 1 testina, 1 batteria AAA, 1 cappuccio.

<sup>1</sup> Testato *in vitro*  
<sup>2</sup> Con due sessioni di spazzolamento da 2 minuti al giorno.

Distribuito da: Sunstar Italiana SRL, IT-21047 Saronno  
**Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES**

**ES** LIMPIEZA EXPERTA, ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA USUARIOS DE APARATOS DE ORTODONCIA. EFICACIA SUPERIOR PROBADA: Los filamentos de precisión proporcionan un 45 % más de eficacia en comparación con un cepillo de ortodoncia manual<sup>1</sup>: los filamentos más largos con puntas ultrafinas limpian eficazmente los espacios de difícil acceso, mientras que los filamentos más cortos con extremos redondeados permiten una limpieza eficaz de las superficies dentales y alrededor de los brackets. Las vibracionesónicas (12.500/min) ayudan a eliminar la placa. Portátil: ligero, sin cable, capuchón incluido. Batería de larga duración – hasta 90 días de uso con 1 pila AAA<sup>2</sup>.

Escanea nuestro código QR o visita SunstarGUM.com para aprender cómo cuidar mejor tus aparatos de ortodoncia.

**(A) CÓMO SUSTITUIR EL CEBEZAL:** Sujetando la base, tira del cabezal. Coloca el nuevo cabezal en la base y presiona hacia abajo. Compatible con todos los recambios GUM<sup>®</sup> SONIC.

**(B) CÓMO SUSTITUIR LA PILA:** Gira y tira hacia abajo la base del sustituto únicamente por una pila alcalina AAA nueva. Al cambiar la pila, alinea los símbolos (a y b) en la parte inferior para una colocación correcta. Cierra el compartimento y desecha la pila según la normativa local.

**CÓMO USAR EL CEPILLO:** Aplica dentífrico en el cabezal. Introduce el cabezal en la boca. Enciende el cepillo presionando el botón central superior. Utiliza la misma técnica de cepillado que con un cepillo manual sin aplicar fuerza adicional. Asegúrate también de cepillar cuidadosamente por encima y por debajo de los brackets/bandas. Púls el botón central inferior para apagarlo. Solicita consejo adicional a tu ortodoncista o dentista sobre la mejor forma de cepillarte con aparato. Se recomienda cambiar el cabezal cada 3 meses, cuando los filamentos están desgastados o después de una enfermedad.

**LIMPIEZA:** Apaga el cepillo. Aclara el cabezal con agua después del cepillado.

**ADVERTENCIA:** Mantener fuera del alcance de los niños. Riesgo de asfixia. Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años. Para niños a partir de 3 años, usar solo bajo la supervisión de un adulto.

**CONTENIDO DEL ENVASE:** 1 mango, 1 cabezal, 1 pila AAA, 1 capuchón.

<sup>1</sup> Probado *in vitro*  
<sup>2</sup> Con dos sesiones de cepillado de 2 minutos al día.

Distribuido por:  
**Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES**

**DK** EKSPERTRØRING, SPECIELT DESIGNET TIL BRUGERE AF ORTODONTISKE APPARATUR. DOKUMENTERET OVERLEGEN EFFEKT:

Præcisionsbørstehår giver 45 % højere effektivitet sammenlignet med en manuel ortodontisk tandbørste<sup>1</sup>: længere børstehår med ultratynne spidser rengør effektivt svært tilgængelige områder, mens kortere børstehår med afrundede ender sikrer effektiv rengøring af tandflader og omkring brackets. Soniske vibrationer (12.500/min) hjælper med at fjerne plak. Bærbar: let, ledningsfri, beskyttelsehætte medfølger. Lang batterilevetid – op til 90 dages brug med 1 AAA-batteri<sup>2</sup>.

Scan vores QR-kode eller besøg SunstarGUM.com for at lære, hvordan du bedst passer på dit ortodontiske apparat.

**(A) UDSKIFTNING AF BØRSTEHØVED:** Hold fast i håndtaget og træk børstehovedet af. Placer det nye børstehoved på håndtaget og tryk det ned. Kompatibel med alle GUM<sup>®</sup> SONIC refillhoveder.

**(B) UDSKIFTNING AF BATTERI:** Drej og træk håndtagets bund ned. Udskift kun med et nyt AAA-alkalisk batteri. Ved udskiftning skal symbojerne (a og b) i bunden justeres korrekt. Luk beholderen og bortskaff batteriet i henhold til lokale regler.

**BRUGSANVISING:** Påfør tandpasta på børstehovedet. Før børstehovedet ind i munden. Tænd børsten ved at trykke på den øverste centrale knap. Brug samme børsteteknik som med en manuel tandbørste uden at påføre ekstra kraft. Sørg også for at børste grundigt over og under brackets/bånd. Tryk på den nederste centrale knap for at slukke. Spørg din tandlæge eller ortodontist om yderligere råd til korrekt tandbørstning med bøjle. Det anbefales at udskifte børstehovedet hver 3. måned, når børstehårene er slidte eller efter sygdom.

**RENGØRING:** Skyl børsten. Skyl børstehovedet med vand efter brug.

**ADVARSEL:** Opbevares utilgængeligt for børn. Kvalningsfare. Små dele. Ikke egnet til børn under 3 år. For børn fra 3 år og opæfter, kun under opsyn af voksne.

**PAKNINGENS INDHOLD:** 1 tandbørstehåndtag, 1 børstehoved, 1 AAA-batteri, 1 etui.

<sup>1</sup> Testet *in vitro*  
<sup>2</sup> Med to børstninger dagligt af 2 minutters varighed.

Distribueret af: Sunstar Sverige AB., SE-436 33 Askim  
**Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES**



**QR** EXPERTREINIGUNG\*, SPEZIEL ENTWICKELT FÜR ZAHNSPANENTRÄGER: INNEN NACHGEWIESENE ÜBERLEGENE WIRKSAMKEIT:

Präzisionsborsten bieten eine um 45% höhere Wirksamkeit im Vergleich zu einer manuellen kieferorthopädischen Zahnbürste¹: Längere Borsten mit ultradünnen Spitzen reinigen effektiv schwer zugängliche Bereiche, während kürzere Borsten mit abgerundeten Enden eine effektive Reinigung der Zahnoberflächen und rund um die Brackets ermöglichen. Schallvibrationen (12.500/Min) helfen, Plaque zu entfernen. Portable: Leicht, kabellos, mit Reisekappe. Langlebige Batterie – bis zu 90 Tage Anwendung mit 1 AAA-Batterie².

**QR-Code** oder **SunstarGUM.com** besuchen, um mehr über die optimale Zahnpflege zu erfahren.

**(A) WECHSEL DES BÜRSTENKOPFES:** Das Handstück festhalten und den Bürstenkopf abziehen. Neuen Bürstenkopf auf das Handstück setzen und nach unten drücken. Kompatibel mit allen GUM® SONIC Zahnbürstköpfen.

**(B) AUSTAUSCH DER BATTERIE:** Den Fuß des Handstückes drehen und abziehen. Batterie durch eine neue AAA-Alkalibatterie ersetzen. Für Das richtige Einsetzen der Batterie die Symbole auf der Unterseite beachten. Handstück schließen und Batterie entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

**GBRAUCH DER ZAHNBÜRSTE:** Zahnpasta auf den Bürstenkopf geben. Bürstenkopf in den Mund führen. Bürste durch Drücken des oberen Knopfes einschalten. Die gleiche Putztechnik anwenden wie bei einer Handzahnbürste, ohne zusätzlichen Druck auszuüben. Achtsam und vorsichtig auch über und unter den Drähten und Brackets putzen. Den unteren Knopf drücken, um die Bürste auszuschalten. Kieferorthopädisches oder zahnärztliches Fachpersonal kann beraten, wie am besten mit einer Zahnpange geputzt wird. Es wird empfohlen, den Bürstenkopf alle 3 Monate, bei abgenutzten Borsten oder nach einer Erkrankung zu wechseln.

**REINIGUNG:** Bürste ausschalten. Den Bürstenkopf nach dem Zähneputzen mit Wasser abspülen.

**WARNHINWEIS:** Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr. Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Für Kinder ab 3 Jahren nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

**VERPACKUNGSINHALT:** 1 Handstück, 1 Bürstenkopf, 1 AAA-Batterie, 1 Reisekappe.

**QR** EXPERT REINIGING\*, SPECIAL ANTWORPEN VOOR DRAGERS VAN ORTHODONTISCHE APPARATUUR. BEWEZEN SUPERIEURE EFFECTIVITEIT:

Precisiësborstelharen bieden 45% meer effectiviteit in vergelijking met een handmatige orthodontische tandenborstel¹: langere borstelharen met ultradunne punten reinigen effectief moeilijk bereikbare ruimtes, terwijl kortere borstelharen met afgeronde uiteinden zorgen voor een effectieve reiniging van tandoppervlakken en rondom brackets. Sonische trillingen (12.500/min) helpen tandplak te verwijderen. Draagbaar: licht, snoerloos, beschermkap inbegrepen. Batterij met lange levensduur – tot 90 dagen gebruik met 1 AAA-batterij².

Scan onze QR-code of bezoek **SunstarGUM.com** om te leren hoe je je beugel optimaal verzorgt.

**(A) BORSTELKOP VERVANGEN:** Houd de basis vast en trek de borstelkop los. Plaats de nieuwe borstelkop op de basis en druk deze naar beneden. Compatibel met alle GUM® SONIC navulborstelkoppen.

**(B) BATTERIJ VERVANGEN:** Draai en trek de onderkant van het handvat naar beneden. Vervang uitsluitend door een nieuwe AAA-alkalinebatterij. Lijn bij het vervangen de symbolen (a en b) aan de onderzijde correct uit. Sluit het compartiment en voer de batterij af volgens lokale voorschriften.

**GBREUKSIKAANWIJZING:** Breng tandpasta aan op de borstelkop. Plaats de borstelkop in de mond. Zet de borstel aan door de de bovenste centrale knop te drukken. Gebruik dezelfde poetstechniek als met een handtandenborstel zonder extra druk uit te oefenen. Zorg ervoor dat je ook zorgvuldig boven en onder de beugel/brackets poetst. Druk op de onderste centrale knop om uit te schakelen. Vraag extra advies aan je orthodontist of tandarts over de beste manier van poetsen met een beugel. Het wordt aanbevolen de borstelkop elke 3 maanden te vervangen, wanneer de haren versleten zijn of na ziekte.

**REINIGING:** Zet de borstel uit. Spoel de borstelkop na het poetsen af met water.

**WAARSCHUWING:** Buiten bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar. Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Voor kinderen van 3 jaar en ouder alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

**INHOUD VERPAKKING:** 1 tandenborstelhandvat, 1 borstelkop, 1 AAA-batterij, 1 beschermkap.

<sup>[1]</sup> In-vitro getest.

<sup>[2]</sup> Bij tweemaal daags 2 minuten poetsen.

**QR** EXPERTINGRÖING\*, SPECIELT UTVECKLAT FÖR PERSONER MED TANDSTÄLLNING. BEVIDAD ÖVERLÄGGENE EFFEKT:

Precisionsborststrån ger 45 % högre effektivitet jämfört med en manuellt tandborste för tandställning¹: längre borststrån med ultratunna toppar rengör effektivt svåråtkomliga utrymmen, medan kortare borststrån med rundade ändrar möjliggör effektiv rengöring av tandtyper och runt fästet. Soniska vibrationer (12 500/min) hjälper till att avlägsna plack. Portabel: lätt, sladdlös, skyddshylsa ingår. Lång batteritid – upp till 90 dagars användning med 1 AAA-batteri².

Skanna vår QR-kod eller besök **SunstarGUM.com** för att lära dig hur du bäst tar hand om din tandställning.

**(A) BYTE AV BORSTHUVUD:** Håll i basen och dra av borsthuvudet. Placera det nya borsthuvudet på basen och tryck nedåt. Kompatibel med alla GUM® SONIC refillhuvuden.

**(B) BYTE AV BATTERI:** Vrid och dra ned handtagets bas. Byt endast till ett nytt alkaliskt AAA-batteri. Vid byte ska symbolerna (a och b) på undersidan justeras korrekt. Stäng behållaren och kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

**ANVÄNDNING:** Applicera tandkräm på borsthuvudet. För in borsthuvudet i munnen. Starta borsten genom att trycka på den övre centrala knappen. Använd samma borstteknik som med en manuellt tandborste utan att applicera extra kraft. Se till att även borsta noggrant ovanför och under fästet/bånd. Tryck på den nedre centrala knappen för att stänga av. Be din ortodontist eller tandläkare om ytterligare råd om hur du bäst borstar med tandställning. Det rekommenderas att byta borsthuvudet var tredje månad, när borststråna är sltina eller efter sjukdom.

**RENGÖRING:** Stäng av borsten. Skölj borsthuvudet med vatten efter borstning.

**VARNING:** Förvaras utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk. Små delar. Ej lämplig för barn under 3 år. För barn från 3 år och uppåt, använd endast under vuxens uppsikt.

**FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:** 1 tandborsthandtag, 1 borsthuvud, 1 AAA-batteri, 1 skyddshylsa.

<sup>[1]</sup> Testad in vitro.

<sup>[2]</sup> Vid två borstningar per dag om 2 minuter.

**QR** ASIANTUNTJATASON PUHDISTUS\*, SUUNNITELTU ERITYISESTI HAMMASKOJEIDEN KÄYTTÄJILLE. TODISTETUSTI YLIVOIMAINEN TEHO:

Tarkkuusharjaksset tarjoavat 45 % paremman tehon verrattuna käsikäyttöiseen oikosisammasharjaan¹: pidemmät, erittäin ohuilla kärjillään varustetut harjaksset puhdistavat tehokkaasti vaikeasti saavutettavat alueet, kun taas lyhyemmät, pyöreätyiset harjaksset mahdollistavat tehokkaan puhdistuksen hampaan pinnolla ja kiinnikkeiden ympärillä. Sonic-värähtelyt (12 500/min) auttavat yostamaan plakkaa. Kannettava: kevyt, johdoton, suojakorkki mukana. Pitkäkestoinen paristo – jopa 90 päivän käyttö yhdellä AAA-paristolla².

Skannaa QR-koodimme tai vieraile osoitteessa **SunstarGUM.com** saadaksesi ohjeita hammasautojen parhaaseen hoitoon.

**(A) HARJASPÄÄN VAIHTO:** Pidä kiinni varresta ja vedä harjaspää irti. Aseta uusi harjaspää paikalleen ja paina alas. Yhteensopiva kaikkien GUM® SONIC -vaihtopäiden kanssa.

**(B) PARISTON VAIHTO:** Kierrä ja vedä varren alaosa alaspäin. Vaihda vain uuteen AAA-alkaliparistoon. Varmista vaihdon yhteydessä, että alaosan symbolit (a ja b) ovat oikein kohdistettu. Sulje paristolokero ja hävitä paristo paikallisten määräysten mukaisesti.

**KÄYTTÖOHJE:** Levitä hammastahnaa harjaspäähän. Vie harjaspää suuhun. Käynnistä harja painamalla ylösosan keskimmäistä painiketta. Käytä samaa harjaustekniikkaa kuin käsiharjalla ilman lisäpainetta. Varmista, että harjaat huolellisesti myös kiinnikkeiden ylä- ja alapuolella. Sammuta painamalla alaosan keskimmäistä painiketta. Pyydä lisäneuvoa oikomishoidosta vastaavalta hammaslääkäriltä tai oikomishoidon erikoislääkäriltä. Harjaspää suositellaan vaihdettavaksi 3 kuukauden välein, kun harjaksset ovat kuluneet tai sairauden jälkeen.

**PUHDISTUS:** Sammuta harja. Huuhtele harjaspää vedellä harjauksen jälkeen.

**VAROITUS:** Säilytä lasten ulottumattomissa. Tukehtumisvaara. Pieniä osia. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Yli 3-vuotiaille lapsille vain aikuisen valvonnassa.

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:** 1 hammasharjan varsi, 1 harjaspää, 1 AAA-paristo, 1 suojakorkki.

<sup>[1]</sup> Testattu in vitro.

<sup>[2]</sup> Käytettäessä kahdesti päivässä 2 minuutin harjauksjaksoissa.

Jakelija: Sunstar Sverige AB, SE-436 33 Askim
**Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES**

**QR** EKSPERCKIE CZYSZCZENIE\*, SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE DLA OSÓB NOSZĄCYCH APARATY ORTODONTYCZNE. POTWIERDZONA WYŻSZA SKUTECZNOŚĆ:

Precyzyjne włókna zapewniają o 45% wyższą skuteczność w porównaniu z manualną szczoteczką ortodontyczną¹: dłuższe włókna z ultracienkimi końcówkami skutecznie czyszczą trudno dostępne przestrzenie, natomiast krótsze włókna z zaokrąglonymi końcówkami umożliwiają efektywne czyszczenie powierzchni zębów i okolic zamków. Wibracje soniczne (12 500/min) pomagają usuwać płytkę nazębną. Przenośna: lekka, bezprzewodowa, z nasadką ochronną. Długotrwała bateria – do 90 dni użytkowania z 1 baterią AAA².

Zeskanuj nasz kod QR lub odwiedź **SunstarGUM.com**, aby dowiedzieć się, jak najlepiej dbać o aparat ortodontyczny.

**(A) WYMIANA KOŃCÓWKI:** Trzymając podstawę, pociągnij końcówkę. Załóż nową końcówkę na podstawę i docisnij. Kompatybilna ze wszystkimi końcówkami wymiennymi GUM® SONIC.

**(B) WYMIANA BATERII:** Przekręć i pociągnij dolną część rekojęści. Wymień wyłącznie na nową baterię alkaliczną AAA. Podczas wymiany prawidłowo ustaw symbole (a i b) na dolnej części. Zamknij obudowę i zutylizuj baterię zgodnie z lokalnymi przepisami.

**SPOSÓB UŻYCIA:** Nałóż pastę na końcówkę szczoteczki. Wiół końcówkę do ust. Włącz szczoteczkę, naciskając górny środkowy przycisk. Stosuj taką samą technikę szczotkowania jak przy szczoteczce manualnej, bez dodatkowego nacisku. Upewnij się, że dokładnie szczotkujesz także nad i pod zamkami/opaskami. Naciśnij dolny środkowy przycisk, aby ją wyłączyć. Poproń ortodontę lub dentystę o dodatkowe wskazówki dotyczące szczotkowania z aparatem. Zaleca się wymianę końcówki co 3 miesiące, gdy włókna są zużyte lub po chorobie.

**CZYSZCZENIE:** Wyciąć szczoteczkę. Po szczotkowaniu opłucz końcówkę wodą.

**OSTRZEŻENIE:** Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko zadawienia. Małe elementy. Nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat. Dla dzieci od 3 lat wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:** 1 rączka szczoteczki, 1 główka, 1 bateria AAA, 1 nasadka ochronna.

<sup>[1]</sup> Testowane in vitro.

<sup>[2]</sup> Przy dwóch sesjach szczotkowania dziennie po 2 minuty.

Dystrybuowana przez: Sunstar Europe S.A. Oddział w Polsce, PL- 02-222, Warszawa
**Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES**

**QR** EKSPERTRINGJØRING\*, SPESIELT UTVIKLET FOR BRUKERE AV TANNREGULERING. DOKUMENTERT OVERLEGENE EFFEKT:

Premisjonsbust gir 45 % høyere effektivitet sammenlignet med en manuelt ortodontisk tannbørste¹: lengre buste med ultratynne spisser rengjør effektivt vanskelig tilgjengelige områder, mens kortere buste med avrundede ender gir effektiv rengjøring av tannfårer og rundt braketter. Soniske vibrasjoner (12 500/min) bidrar til å fjerne plak. Bærbar: lett, ledningsfri, beskyttelseshette inkludert. Lang batterilevetid – opptil 90 dagers bruk med 1 AAA-batteri².

Skann vår QR-kode eller besøk **SunstarGUM.com** for å lære hvordan du best tar vare på tannreguleringen din.

**(A) BYTTE AV BØRSTEHODE:** Hold i basen og trek av børstehodet. Plasser nytt børstehode på basen og trykk det ned. Kompatibel med alle GUM® SONIC refillhoder.

**(B) BYTTE AV BATTERI:** Vri og trekk ned håndtakets base. Bytt kun til et nytt AAA-alkalisk batteri. Ved bytte må symbolene (a og b) på undersiden justeres korrekt. Lukk beholderen og kass batteriet i henhold til lokale forskrifter.

**BRUKSANVISNING:** Pår tannkrem på børstehodet. Sett børstehodet inn i munnen. Slå på borsten ved å trykke på den øvre midtre knappen. Bruk samme pusseteknikk som med en manuelt tannbørste uten å legge ekstra trykk. Sørg også for å pusse nøyse over og under braketter/bånd. Trykk på den nedre midtre knappen for å slå den av. Be ortodontisten eller tannlegen din om ytterligere råd om riktig pussing med tannregulering. Det anbefales å bytte børstehode hver 3 måned, når busten er slitt eller etter sykdom.

**RENGJØRING:** Slå av borsten. Skyll børstehodet med vann etter bruk.

**ADVARSEL:** Oppbevares utlilgjengelig for barn. Kvelningsfare. Små deler. Ikke egnet for barn under 3 år. For barn fra 3 år og oppover, bruk kun under tilsyn av voksne.

**PAKKNINGSINNHOLD:** 1 tannbørstehåndtak, 1 børstehode, 1 AAA-batteri, 1 beskyttelseshette.

<sup>[1]</sup> Testet in vitro.

<sup>[2]</sup> Med to pusseøkter på 2 minutter daglig.

Distribuerad av: Sunstar Sverige AB, SE-436 33 Askim
**Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES**

Vertrieb durch: Sunstar Deutschland GmbH, DE-79677 Schönau
**Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES**

Gedistribueerd door: Sunstar Benelux BV., NL-1382 JL Weesp
**Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES**

Distribuerad av: Sunstar Sverige AB, SE-436 33 Askim
**Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES**