




SunstarGUM.com



(A)



(B)



DESIGNED FOR SENSITIVE TEETH AND GUMS. AN ULTRA-GENTLE & DEEP CLEAN between the teeth and under the gumline where plaque accumulates. **ULTRA-SOFT BRISTLES:** delicate on teeth and gums. **PROVEN SUPERIOR EFFICACY:** ultra-thin tip bristles remove plaque 88% deeper in-between teeth¹. SONIC vibrations (12'500/min) help remove plaque. Portable: light, cable-free, cap included. Long lasting battery – Up to 90 days of use with 1 AAA battery².

Scan the QR code or visit SunstarGUM.com to learn how to care of your sensitive teeth.

(A) HOW TO REPLACE THE BRUSH HEAD: Holding base, pull on head. Place new head on base and push down. Compatible with all GUM[®] SONIC refill heads.

(B) HOW TO REPLACE THE BATTERY: Turn and pull-down handle base. Replace it with one new AAA alkaline battery only. When replacing the battery, align symbols (a and b) on the bottom part for correct positioning. Close the container and dispose the battery according to local regulations.

HOW TO USE THE TOOTHBRUSH: Apply a small amount of toothpaste on the brush head. Insert the brush head inside the mouth. Turn on the brush pressing at the upper central button. Use the same brushing technique as with a manual toothbrush without applying any additional force.


It is recommended to change the brush head every 3 months, when bristles are worn out or after sickness.

HOW TO CLEAN THE TOOTHBRUSH: Turn off the brush. Rinse brush head with water after brushing.

WARNING! Keep reach out of children. Choking hazard. Small parts. Not for children under 3 years. For children 3 years and older, use under adult supervision only.

PACKAGING CONTENT: 1 toothbrush handle, 1 head, 1 AAA battery, 1 toothbrush cap.

¹ Tested in-vitro vs. a sensitive manual flat trim toothbrush
² with 2 min brushing session twice per day.



4101 Made in China 4101LE126

Sunstar Europe S.A., CH-1163 Etoy
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

CONÇU POUR LES DENTS ET LES GENCIVES SENSIBLES. UN NETTOYAGE ULTRA-DOUX ET EN PROFONDEUR entre les dents et dans le sillon gingival, là où la plaque dentaire s'accumule. **BRINS ULTRA-SOUPLES (55/1008) :** délicats pour les dents et les gencives. **EFFICACITÉ SUPÉRIEURE PROUVÉE :** brins aux extrémités ultra-fines éliminant la plaque jusqu'à 88% plus en profondeur entre les dents¹. Les vibrations soniques (12 500/min) aident à éliminer la plaque. Nomade : légère, sans câble, capuchon inclus. Batterie longue durée : jusqu'à 90 jours d'utilisation avec 1 pile AAA².

Scannez le QR code ou visitez SunstarGUM.com pour apprendre à mieux prendre soin de vos dents et de vos gencives.

(A) COMMENT REMPLACER LA TÊTE DE BROSSÉ : En tenant la base, tirez sur la tête. Placez la nouvelle tête sur la base et appuyez vers le bas. Compatible avec toutes les recharges GUM[®] SONIC.

(B) COMMENT REMPLACER LA PILE : Tournez et tirez la base du manche vers le bas. Remplacez-la uniquement par une pile alcaline AAA neuve. Lors du remplacement, alignez les symboles (a et b) sur la partie inférieure pour un positionnement correct. Refermez le compartiment et jetez la pile conformément aux réglementations locales.

MODE D'EMPLOI : Appliquez une petite quantité de dentifrice GUM sur la tête de brosse. Insérez la brosse dans la bouche. Allumez-la en appuyant sur le bouton central supérieur. Utilisez la même technique de brossage qu'avec une brosse manuelle sans appliquer de force supplémentaire.

Il est recommandé de remplacer la tête de brosse tous les 3 mois, lorsque les brins sont usés ou après une maladie.

NETTOYAGE DE LA BROSSÉ À DENTS : Éteignez la brosse. Rincez la tête à l'eau après le brossage.

AVERTISSEMENT ! Tenir hors de portée des enfants. Risque d'étouffement. Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de 3 ans et plus, utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte.

CONTENU DE L'EMBALLAGE : 1 manche de brosse à dents, 1 tête, 1 pile AAA, 1 capuchon de brosse à dents.

¹ Testé in vitro par rapport à une brosse manuelle sensibilité à coupe droite.
² Avec deux brossages de 2 minutes par jour.

Distribué par : Sunstar France SAS, FR-92300 Levallois-Perret
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

PROGETTO PER DENTI E GENCIVE SENSIBILI. UNA PULIZIA ULTRA-DELICATA E PROFONDA tra i denti e sotto il bordo gengivale, dove si accumula la placca. **SETOLE ULTRA-MORBIDE:** delicate su denti e gengive. **EFFICACIA SUPERIORE DIMOSTRATA:** le setole con punte ultra-sottili rimuovono la placca fino all'88% più in profondità negli spazi interdentali¹. Le vibrazioni soniche (12.500/min) aiutano a rimuovere la placca. Portatile: leggero, senza cavo, cappuccio incluso. Batteria di lunga durata – fino a 90 giorni di utilizzo con 1 batteria AAA².

Scansiona il QR code o visita SunstarGUM.com per scoprire come prenderti cura dei tuoi denti sensibili.

(A) COME SOSTITUIRE LA TESTINA: Tenendo la base, tira la testina. Posiziona la nuova testina sulla base e premi verso il basso. Compatibile con tutte le testine di ricambio GUM[®] SONIC.

(B) COME SOSTITUIRE LA BATTERIA: Ruota e tira verso il basso la base del manico. Sostituiscila esclusivamente con una nuova batteria alcalina AAA. Durante la sostituzione, allinea i simboli (a e b) sulla parte inferiore per il corretto posizionamento. Chiudi il contenitore e smaltisci la batteria secondo le normative locali.

COME USARE LO SPAZZOLINO: Applica una piccola quantità di dentifricio sulla testina. Inserisci la testina in bocca. Accendi lo spazzolino premendo il pulsante centrale superiore. Utilizza la stessa tecnica di spazzolamento di uno spazzolino manuale senza applicare forza aggiuntiva. Si consiglia di sostituire la testina ogni 3 mesi, quando le setole sono usurate o dopo una malattia.

PULIZIA: Spegni lo spazzolino. Risciacqua la testina con acqua dopo l'uso.

AVVERTENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento per la presenza di piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Per bambini dai 3 anni in su, utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 manico, 1 testina, 1 batteria AAA, 1 cappuccio.

¹ Testato in vitro rispetto a uno spazzolino manuale sensibile a taglio dritto.
² Con due sessioni di spazzolamento da 2 minuti al giorno.

Distribuito da: Sunstar Italiana SRL, IT-21047 Saronno
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

DISEÑADO PARA DIENTES Y ENCÍAS SENSIBLES. UNA HIGIENE ULTRASUAVE Y PROFUNDA entre los dientes y por debajo de la línea de las encías, donde se acumula la placa. **FILAMENTOS ULTRASUAVES:** delicados con dientes y encías. **EFICACIA SUPERIOR PROBADA:** los filamentos con puntas ultrafinas eliminan la placa hasta un 88 % más profundamente entre los dientes¹. Las vibraciones sónicas (12.500/min) ayudan a eliminar la placa. Portátil: ligero, sin cable, capuchón incluido. Batería de larga duración – hasta 90 días de uso con 1 pila AAA².

Escanea el código QR o visita SunstarGUM.com para aprender cómo cuidar tus dientes sensibles.

(A) CÓMO SUSTITUIR EL CABEZAL: Sujetaendo la base, tira del cabezal. Coloca el nuevo cabezal en la base y presiona hacia abajo. Compatible con todos los recambios GUM[®] SONIC.

(B) CÓMO SUSTITUIR LA PILA: Gira y tira hacia abajo la base del mango. Sustitúyela únicamente por una pila alcalina AAA nueva. Al cambiar la pila, alinea los símbolos (a y b) en la parte inferior para una colocación correcta. Cierra el compartimento y desecha la pila según la normativa local.

CÓMO USAR EL CEPILLO: Aplica una pequeña cantidad de dentífico en el cabezal. Introduce el cabezal en la boca. Enciende el cepillo presionando el botón central superior. Utiliza la misma técnica de cepillado que con un cepillo manual sin aplicar fuerza adicional. Se recomienda cambiar el cabezal cada 3 meses, cuando los filamentos estén desgastados o después de una enfermedad.

LIMPIEZA: Apaga el cepillo. Acclara el cabezal con agua después del cepillado.

ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños. Riesgo de asfixia. Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años. Para niños a partir de 3 años, usar solo bajo la supervisión de un adulto.

CONTENIDO DEL ENVASE: 1 mango, 1 cabezal, 1 pila AAA, 1 capuchón.

¹ Probado in vitro frente a un cepillo manual sensible de corte recto.
² Con dos sesiones de cepillado de 2 minutos al día.

Distribuido por:
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

DESIGNET TIL FØLSOMME TÆNDER OG TANDKØD. EN ULTRASKÅNSOM OG DYBGÅENDE RENGØRING mellem tænderne og under tandkødskannten, hvor plak ophobes. **ULTRABLØDE BØRSTEHÅR:** skånsomme mod tænder og tandkød. **DOKUMENTERET OVERLEGENE EFFEKT:** børstehår med ultratynde spidser fjerner plak til 88 % dybere mellem tænderne¹. Soniske vibrationer (12.500/min) hjælper med at fjerne plak. Bærbar: let, ledningsfri, beskyttelseshætte medfølger. Lang batterilevetid – op til 90 dages brug med 1 AAA-batteri².

Scan QR-koden eller besøg SunstarGUM.com for at lære, hvordan du passer på dine følsomme tænder.

(A) UDSKIFTNING AF BØRSTEHØVED: Hold fast i basen og træk børstehovedet af. Placer det nye børstehoved på basen og tryk det ned. Kompatibel med alle GUM[®] SONIC refillhoveder.

(B) UDSKIFTNING AF BATTERI: Drej og træk håndtagets bund ned. Udskift kun med et nyt AAA-alkalisk batteri. Ved udskiftning skal symbojerne (a og b) i bunden justeres korrekt. Luk beholderen og bortskaff batteriet i henhold til lokale regler.

BRUGSANVISNING: Påfør en lille mængde tandpasta på børstehovedet. Før børstehovedet ind i munden. Tænd børsten ved at trykke på den øverste centrale knap. Brug samme børsteteknik som med en manuel tandbørste uden at påføre ekstra kraft. Det anbefales at udskifte børstehovedet hver 3. måned, når børstehårene er sildte eller efter sygdom.

RENGØRING: Sluk børsten. Skyl børstehovedet med vand efter brug.

ADVARSEL! Opbevares utilgængeligt for børn. Kvælningfare. Små dele. Ikke egnet til børn under 3 år. For børn fra 3 år og opefter, kun under opsyn af voksne.

PAKNINGENS INDHOLD: 1 tandbørstehåndtag, 1 børstehoved, 1 AAA-batteri, 1 beskyttelseshætte.

¹ Testet in vitro sammenlignet med en sensitiv manuel tandbørste med lige børstehår.
² Med to børstinger dagligt af 2 minutter varighed.

Distribueret af: Sunstar Sverige AB, SE-436 33 Askim
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

EN ENTWICKELT FÜR EMPFINDLICHE ZÄHNE UND EMPFINDLICHES ZAHNFLEISCH. SUPER-SANFTE UND EXTRA TIEFE REINIGUNG zwischen den Zähnen und unter dem Zahnfleischrand, wo sich Plaque ansammelt. **ULTRAWEICHE BORSTEN:** Sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. **NACHGEWIESENE ÜBERLEGENE WIRKSAMKEIT:** Borsten mit Mikrofeinen Spitzen entfernen Plaque bis zu 88% tiefer in den Zahnzwischenräumen¹. Schallvibrationen (12.500/Min) helfen, Plaque zu entfernen. **Portabel:** leicht, kabellos, mit Reisekappe. Langlebige Batterie – bis zu 90 Tage Anwendung mit 1 AAA-Batterie².

QR-Code scannen oder SunstarGUM.com besuchen, um mehr über die bestmögliche Pflege von Zähnen und Zahnfleisch zu erfahren.

(A) WECHSEL DES BÜRSTENKOPFES: Das Handstück festhalten und den Bürstenkopf abziehen. Neuen Bürstenkopf auf das Handstück setzen und nach unten drücken. Kompatibel mit allen GUM® SONIC Bürstenköpfen.

(B) AUSTAUSCH DER BATTERIE: Den Fuß des Handstückes drehen und abziehen. Batterie durch eine neue AAA-Alkalibatterie ersetzen. Für das richtige Einsetzen der Batterie die Symbole auf der Unterseite beachten. Handstück schließen und Batterie entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

GEBRAUCH DER ZAHNBÜRSTE: Zahnpasta auf den Bürstenkopf auftragen. Bürstenkopf in den Mund führen. Bürste durch Drücken des oberen Knopfes einschalten. Die gleiche Putztechnik anwenden wie bei einer Handzahnbürste, ohne zusätzlichen Druck auszuüben. Es wird empfohlen, den Bürstenkopf alle 3 Monate, bei abgenutzten Borsten oder nach einer Erkrankung zu wechseln.

REINIGUNG: Bürste ausschalten. Den Bürstenkopf nach dem Zähneputzen mit Wasser abspülen.

WARNUNG! Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr. Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Für Kinder ab 3 Jahren nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

VERPACKUNGSINHALT: 1 Handstück, 1 Bürstenkopf, 1 AAA-Batterie, 1 Reisekappe.

¹ In-vitro getestet im Vergleich zu einer weichen Handzahnbürste mit geradem Borstenschnitt.

² Bei zweimal täglichem Zähneputzen für je 2 Minuten.

EN ONTWORPEN VOOR GEVOELIGE TANDEN EN TANDVLEES. EEN ULTRAZACHE EN DIEPGAANDE REINIGING tussen de tanden en onder de tandvleesrand waar tandplak zich ophoopt. **ULTRAZACHE BORSTELHAREN:** mild voor tanden en tandvlees. **BEWEZEN SUPERIEURE EFFECTIVITEIT:** borstelharen met ultradunne punten verwijderen tandplak tot 88% dieper tussen de tanden¹. Sonische trillingen (12.500/min) helpen tandplak te verwijderen. **Daarbaar:** licht, snoerloos, beschermkap inbegrepen. **Batterij** met lange levensduur – tot 90 dagen gebruik met 1 AAA-batterij².

Scan de QR-code of bezoek SunstarGUM.com om te leren hoe je je gevoelige tanden verzorgt.

(A) BORSTELKOP VERVANGEN: Houd de basis vast en trek de borstelkop los. Plaats de nieuwe borstelkop op de basis en druk deze naar beneden. Compatibel met alle GUM® SONIC navulborstelkoppen.

(B) BATTERIJ VERVANGEN: Draai en trek de onderkant van het handvat naar beneden. Vervang uitsluitend door een nieuwe AAA-alkalinebatterij. Lijn bij het vervangen de symbolen (a en b) aan de onderzijde correct uit. Sluit het compartiment en voer de batterij af volgens lokale voorschriften.

GEBRUIKSAANWIJZING: Breng een kleine hoeveelheid tandpasta aan op de borstelkop. Plaats de borstelkop in de mond. Zet de borstel aan door op de bovenste centrale knop te drukken. Gebruik dezelfde poestechniek als met een handtandenborstel zonder extra druk uit te oefenen. Het wordt aanbevolen de borstelkop elke 3 maanden te vervangen, wanneer de haren versleten zijn of na ziekte.

REINIGING: Zet de borstel uit. Spoel de borstelkop na het poetsen af met water.

WAARSCHUWING! Buiten bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar. Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Voor kinderen van 3 jaar en ouder alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

INHOUD VERPAKKING: 1 tandenborstelhandvat, 1 borstelkop, 1 AAA-batterij, 1 beschermkap.

¹ In vitro getest vergeleken met een gevoelige handtandenborstel met rechte borstelharen.

² Bij tweemaal daags 2 minuten poetsen.

EN UTVECKLAT FÖR KÄNSLIGA TÄNDER OCH TANDKÖTT. EN ULTRAMJUK OCH DJUP RENGÖRING mellan tänderna och under tandköttskanten där plack ansamlas. **ULTRAMJUKA BORSTSTRÅN:** skonsamma mot tänder och tandkött. **BEVISAD ÖVERLÄGSEN EFFEKT:** borststrån med ultratunna toppar avlägsnar plack upp till 88 % djupare mellan tänderna¹. Soniska vibratorer (12 500/min) hjälper till att avlägsna plack. **Portabel:** lätt, sladdlös, skyddshylsa ingår. Lång batteritid – upp till 90 dagars användning med 1 AAA-batteri².

Skanna QR-koden eller besök SunstarGUM.com för att lära dig hur du tar hand om dina känsliga tänder.

(A) BYTE AV BORSTHUVUD: Håll i basen och dra av borsthuvudet. Placera det nya borsthuvudet på basen och tryck nedåt. Kompatibel med alla GUM® SONIC refillhuvuden.

(B) BYTE AV BATTERI: Vrid och dra ned handtagets bas. Byt endast till ett nytt alkaliskt AAA-batteri. Vid byte ska symbolerna (a och b) på undersidan justeras korrekt. Stång behållaren och kassera batteriet enligt lokala föreskrifter.

ANVÄNDNING: Applicera en liten mängd tandkräm på borsthuvudet. För in borsthuvudet i munnen. Starta borsten genom att trycka på den övre centrala knappen. Använd samma borstteknik som med en manuellt tandborste utom att applicera extra kraft. Det rekommenderas att byta borsthuvudet var tredje månad, när borststråna är slitna eller efter sjukdom.

RENGÖRING: Stäng av borsten. Skölj borsthuvudet med vatten efter borstning.

VARNING! Förvaras utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk. Små delar. Ej lämplig för barn under 3 år. För barn från 3 år och uppåt, använd endast under vuxens uppsikt.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: 1 tandborsthandtag, 1 borsthuvud, 1 AAA-batteri, 1 skyddshylsa.

¹ Testad in vitro jämfört med en känslig manuell tandborste med rak borsttrimning.

² Vid två borstningar per dag om 2 minuter.

EN SUUNNITELTU HERKILLE HAMPAILLE JA IKENILLE. ERITTÄIN HELLÄVARAINEN JA SYVÄPUHDISTAVA HARJAUS hampaiden erittäin ja ienrajan alapuolelta, missä plakkia kertyy. **ERITTÄIN PEHMÄT HARJAKSET:** hylivoiraiset hampaille ja ikenille. **TODISTUSTI YLIVAIKAINEN TEHO:** erittäin ohuilla kärjillä varustetut harjaket poistavat plakkia jopa 88 % syvemmältä hampaiden välistä¹. Sonic-värähtelyt (12 500/min) auttavat poistamaan plakkia. **Kannettava:** kevyt, johdoton, suojakorkei mukana. Pitkäkestoinen paristo – jopa 90 päivän käyttö yhdellä AAA-paristolla².

Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa SunstarGUM.com saadaksesi ohjeita herkkien hampaiden hoitoon.

(A) HARJASPÄÄN VAIHTO: Pidä kiinni varresta ja vedä harjaspää irti. Aseta uusi harjaspää paikalleen ja paina alas. Yhteensopiva kaikkien GUM® SONIC -vaihtopäiden kanssa.

(B) PARISTON VAIHTO: Kierrä ja vedä varren alaosa alaspiin. Vaihda vain uuteen AAA-alkaliparistoon. Varmista vaihdon yhteydessä, että alaosan symbolit (a ja b) ovat oikein kohdistettu. Sulje paristolokero ja hävitä paristo paikallisten määräysten mukaisesti.

KÄYTTÖOHJE: Levitä pieni määrä hammastahnaa harjaspäähän. Vie harjaspää suuhun. Käynnistä harja painamalla ylösosan keskimmäistä painiketta. Käytä samaa harjaustekniikkaa kuin käsiharjalla ilman lisäpainetta. Harjaspää suositellaan vaihdettavaksi 3 kuukauden välein, kun harjaket ovat kuluneet tai sairaiden jälkeen.

PUHDISTUS: Sammuta harja. Huuhtelee harjaspää vedellä harjauksen jälkeen.

VAROITUS! Säilytä lasten ulottumattomissa. Tukehtumisvaara. Pieniä osia. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Yli 3-vuotiaille lapsille vain aikuisen valvonnassa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ: 1 hammasharjan varsi, 1 harjaspää, 1 AAA-paristo, 1 suojakorkei.

¹ Testattu in vitro verrattuna herkkien hampaiden käsiharjaan, jossa on suorat harjaket.

² Käytettäessä kahdesti päivässä 2 minuutin harjauksajoissa.

Jakelija: Sunstar Sverige AB, SE-436 33 Askim
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

EN ZAPROJEKOWANA DLA WRAZLIWYCH ZĘBÓW I DZIAŁEŁ. ULTRA-DELIKATNE I GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE między zębami oraz poniżej linii dziąseł, gdzie gromadzi się płytka nazębna. **ULTRA-MIEKKIE WŁÓKNA:** delikatne dla zębów i dziąseł. **POTWIERDZONA WYŻSZA SKUTECZNOŚĆ:** włókna z ultracienkimi końcówkami usuwają płytkę nazębną nawet o 88% głębiej w przestrzeniach międzyzębowych¹. Wibracje soniczne (12 500/min) pomagają usunąć płytkę nazębną. **Przenośna:** lekka, bezprzewodowa, z nasadką ochronną. **Długotrwała bateria** – do 90 dni użytkowania z 1 baterią AAA².

Zeskanuj kod QR lub odwiedź SunstarGUM.com, aby dowiedzieć się, jak dbać o wrażliwe zęby.

(A) WYMIANA KOŃCÓWKI: Trzymając podstawę, pociągnij końcówkę. Załóż nową końcówkę na podstawę i dociśnij. Kompatybilna ze wszystkimi końcówkami wymiennymi GUM® SONIC.

(B) WYMIANA BATERII: Przekręć i pociągnij dolną część rękojeści. Wymień wyłącznie na nową baterię alkaliczną AAA. Podczas wymiany ustaw prawidłowo symbole (a i b) na dolnej części. Zamknij obudowę i zutylizuj baterię zgodnie z lokalnymi przepisami.

SPOSÓB UŻYCIA: Nałóż niewielką ilość pasty na końcówkę szczoteczki. Włóż końcówkę do ust. Włącz szczoteczkę, naciskając górny środkowy przycisk. Stosuj taką samą technikę szczotkowania jak przy szczoteczce manualnej, bez dodatkowego nacisku. Zaleca się wymianę końcówki co 3 miesiące, gdy włókna są zużyte lub po chorobie.

CZYSZCZENIE: Wylóż szczoteczkę. Po szczotkowaniu opłucz końcówkę wodą.

OSTRZEŻENIE! Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko zadławienia. Małe elementy. Nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat. Dla dzieci od 3 lat wyłączanie pod nadzorem osoby dorosłej.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 1 rączka szczoteczki, 1 główka, 1 bateria AAA, 1 nasadka ochronna.

¹ Test in vitro w porównaniu do manualnej szczoteczki do zębów wrażliwych o prostym przycięciu włókien.

² Przy dwóch sesjach szczotkowania dziennie po 2 minuty.

Dystrybuowana przez: Sunstar Europe S.A. Oddział w Polsce, PL- 02-222, Warszawa
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

EN DESIGNET FOR FØLSOMME TENNER OG TANNKJØTT. EN ULTRASKÅNSOM OG DYPGAANDE RENGJØRING mellom tennene og under tannkjøttkanten der plakk samler seg. **ULTRAMYK BUST:** skånsomt mot tenner og tannkjøtt. **DUKUMENTERT OVERLEGEN EFFEKT:** bust med ultratynne spisser fjerner plakk opptil 88 % dypere mellom tennene¹. Soniske vibrasjoner (12 500/min) bidrar til å fjerne plakk. **Bærbar:** lett, ledningsfri, beskyttelsesette inkludert. **Lang batterilevetid** – opptil 90 dagers bruk med 1 AAA-batteri².

Skann QR-koden eller besøk SunstarGUM.com for å lære hvordan du tar vare på følsomme tenner.

(A) BYTTE AV BØRSTEHODE: Hold i basen og trekk av børstehodet. Plasser nytt børstehode på basen og trykk det ned. Kompatibel med alle GUM® SONIC refillhoder.

(B) BYTTE AV BATTERI: Vri og trekk ned håndtakets base. Bytt kun til et nytt AAA-alkalisk batteri. Ved bytte må symbolene (a og b) på undersiden justeres korrekt. Lukk beholderen og kast batteriet i henhold til lokale forskrifter.

BRUKSANVISNING: Påfør en liten mengde tankkrem på børstehodet. Sett børstehodet inn i munnen. Slå på borsten ved å trykke på den øvre midtre knapp. Bruk samme pusseteknikk som med en manuelt tannbørste ut til legge ekstra trykk. Det anbefales å bytte børstehode hver 3. måned, når busten er slitt eller etter sykdom.

RENGJØRING: Slå av borsten. Skyll børstehodet med vann etter bruk.

ADVARSEL! Oppbevares utilgjengelig for barn. Kvelningsfare. Små deler. Ikke egnet for barn under 3 år. For barn fra 3 år og oppover, bruk kun under tilsyn av voksne.

PAKNINGSINNHOLD: 1 tannbørstehåndtak, 1 børstehode, 1 AAA-batteri, 1 beskyttelsesette.

¹ Testet in vitro mot en sensitiv manuell tannbørste med rett bust.

² Med to pusseøtter på 2 minutter daglig.

Distribuerad av: Sunstar Sverige AB, SE-436 33 Askim
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

Vertrieb durch: Sunstar Deutschland GmbH, DE-79677 Schönau
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

Gedistribueerd door: Sunstar Benelux B.V., NL-1382 JL Weesp
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES

Distribuerad av: Sunstar Sverige AB, SE-436 33 Askim
Sunstar Iberia SLU, Calle Aragón 208, 08011 Barcelona, ES